

GET-Vacina Syntec

CONTRA A GRIPE EQUINA E TÉTANO

USO VETERINÁRIO

COMPOSIÇÃO

Vacina composta pelos vírus inativados da Influenza Equina (vírus A-equi-1 e A-equi-2) e toxóide tetânico adsorvidos por gel de hidróxido de alumínio.

INDICAÇÕES

Imunização ativa contra a influenza equina e tétano.

POSOLOGIA E MODO DE USAR

A dose é de 2 mL aplicada via intramuscular profunda.

Aspirar o conteúdo e injetar imediatamente, observando-se os cuidados de assepsia no local de aplicação.

Tomar todas as precauções para prevenir contaminação da vacina.

Potros: Aplicar três doses a partir dos 3 meses de idade com intervalo de 30 dias entre elas.

Animais Adultos: Em primo vacinação administrar duas doses com intervalo de 30 dias entre elas.

Éguas prenhes: Vacinar segundo orientação e acompanhamento do Médico Veterinário.

Revacinar anualmente.

PRECAUÇÕES

· Vacinar somente animais saudáveis. A vacinação de animais enfermos, subnutridos, ou estressados compromete o estabelecimento da imunidade.

· Potros com idade inferior a 12 semanas de idade não devem ser vacinados.

· Utilizar somente agulhas e seringas estéreis para vacinação.

· No caso de necessidade de esterilizar agulhas e seringas utilizar somente calor úmido. Nunca utilizar produtos químicos para esse fim.

· O uso de produtos antimicrobianos ou anti-inflamatórios durante ou dias antes e após a vacinação pode comprometer a resposta imune.

· Nunca utilizar o produto com data de validade vencida.

EFEITOS COLATERAIS

Reações anafiláticas podem ser produzidas durante o uso de qualquer produto biológico. Neste caso, administrar sulfato de epinefrina ou de atropina.

APRESENTAÇÃO

Frascos contendo 2 mL (1 dose) ou 10 mL (5 doses).

MODO DE CONSERVAÇÃO

Conservar o produto sob refrigeração (2°C a 8°C). Não permitir o congelamento do produto.

MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 4.383/1993 em 09/08/1993.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Dra. Patrícia Palis Guimarães – CRMV/SP nº 22.568

PROPRIETÁRIO

SYNTEC DO BRASIL LTDA.

Estrada Rosa Scarpa, 178 - Votuparim

Santana de Parnaíba/SP

CEP: 06513-010

CNPJ: 02.177.011/0001-77

INDÚSTRIA BRASILEIRA

FABRICANTE

BIOSTREAM DO BRASIL LTDA

Rodovia BR-262, s/n, Pingo D'água

Betim/MG - CEP: 32601-748

CNPJ: 05.028.783/0001-35

INDÚSTRIA BRASILEIRA



(11) 4702-5425

sac@syntec.com.br

www.syntec.com.br